

Apivar

abbinato con

Apiguard

- Strumenti da utilizzare: **DIFFUSORE TIPO: //**
- Prodotto da utilizzare: **APIVAR + APIGUARD**
- Dosaggio: **Tempo 0 = 1 vaschetta Apiguard + 2 strisce Apivar**
Tempo + 12 = sostituire vaschetta Apiguard
- Meccanismo di azione: **Contatto e inalazione**
- Giorni di terapia: **70 gg**



✓ **Giorno 0**

Inserimento vaschetta Apiguard + 2 strisce Apivar

✓ **Giorno + 12**

Sostituzione vaschetta Apiguard

✓ **Giorno 70**

Ritiro strisce Apivar e vaschetta Apiguard

I giorni di terapia consigliati sono motivati da prove di campo effettuate che hanno dimostrato una migliore efficacia del prodotto in caso di prolungamento del trattamento oltre il periodo normalmente indicato.



LOTTA TERRITORIALE

L'inizio della terapia deve avvenire in un intervallo di tempo tra il 31 luglio ed 15 agosto

COSTO INDICATIVO

Investimento 1 anno
Euro 00,00
Gestione annuale
Euro 9,00

info@eApis.it

Campobasso 0874 412464

Isernia 0865 927211

Caserta 339 9917360

Napoli 344 0931865

Roma 331 7799891

ECOVAR
CONTROLLO ECOCOMPATIBILE DELLA VARROASI

