

Apiguard

abbinato ad alimentazione stimolante

Strumenti da utilizzare:	//
Prodotto da utilizzare:	Apiguard (gel in vaschetta da 50 g che contiene 12,5 g di timolo) Candito / Sciroppo invertito
Dosaggio:	Nr.2 vaschette di Apiguard da 50 g Kg 2,00 di candito/sciroppo invertito
Meccanismo di azione:	Inalazione
Giorni di terapia:	28 gg



✓ **Giorno 0**

**Applicazione vaschetta di Apiguard come da
indicazioni del produttore
Somministrazione di candito/sciroppo invertito**

✓ **Giorno 14**

Sostituzione della vaschetta di Apiguard

✓ **Giorno 28**

Ritiro della vaschetta di Apiguard

La somministrazione del candito in contemporanea con la terapia a base di timolo è motivata dalla necessità di favorire la distribuzione del principio attivo all'interno dell'alveare attraverso la stimolazione garantita dal candito, migliorando l'efficacia del trattamento. Prove di campo hanno evidenziato anche una minore sofferenza delle api che tollerano meglio la terapia.

La vaschetta e la nutrizione, come da foto, vanno appoggiati con l'apertura verso l'alto (vaschetta) o verso il basso (la busta di nutrimento), sopra le traverse dei telaini. L'arnia va chiusa con il coprifavo rovesciato per facilitare il meccanismo di azione del timolo.



LOTTA TERRITORIALE

L'inizio della terapia
deve avvenire in un
intervallo di tempo tra il
31 luglio ed 15 agosto

COSTO INDICATIVO

Investimento I anno
Euro 00,00
Gestione annuale
Euro 7,00

info@eApis.it

Campobasso 0874 412464

Isernia 0865 927211

Caserta 339 9917360

Napoli 344 0931865

Roma 331 7799891

ECOVAR
CONTROLLO ECOCOMPATIBILE DELLA VARROASI

